



VALO X Colors Kit –

- 1 x VALO X-ledpolymerisatielamp
- 1 x Diffuser Lens
- 2 x oplaadbare batterijen
- 1 x batterijoplader
- 1 x veiligheidsschermpje
- 1 x proefverpakking beschermhulzen
- 1 x netvoeding (voor batterijoplader of snoeradapter*)

- **6496** HORIZON RED
- **6497** AURORA PINK
- **6498** STARDUST GRAY
- **6499** NEBULA GREEN
- **6519** TWILIGHT BLUE
- **6538** GALAXY PURPLE
- **6539** ONYX BLACK

5973 - VALO X Kit –

- 1 x VALO X-ledpolymerisatielamp
- 5 x extra lenzen
- 2 x oplaadbare batterijen
- 1 x batterijoplader
- 1 x netvoeding (voor batterijoplader of snoeradapter)
- 1 x snoeradapter
- 1 x handstukhouder
- 1 x veiligheidsschermpje
- 1 x proefverpakking beschermhulzen



6383 - VALO XG Kit –

- 1 x VALO XG-ledpolymerisatielamp
- 2 x oplaadbare batterijen
- 1 x batterijoplader
- 1 x veiligheidsschermpje
- 1 x proefverpakking beschermhulzen
- 1 x netvoeding (voor batterijoplader of snoeradapter*)

6470 - VALO XS Kit –

- 1 x VALO XS-ledpolymerisatielamp
- 2 x oplaadbare batterijen
- 1 x batterijoplader
- 1 x veiligheidsschermpje
- 1 x proefverpakking beschermhulzen
- 1 x netvoeding (voor batterijoplader of snoeradapter*)

Accessoires

- 4951** Batterijoplader 1 st.
- 4952** Netvoeding (universele stekkers) 1 st.
- 5189** Netsnoer 1 st.
- 5437** Oplaadbare batterijen 2 st.
- 4665** Beschermhulzen 100 st.
- 5898** Beschermhulzen 600 st.
- 508** UltraTect-bril (blokkeert blauw licht) 1 st.

Extra lenzen

TWEE UITHARDINGSLENZEN



ProxiCure™ Ball Lens	PointCure™ Lens
5889 (X)	5890 (X)
4081 (XG)	4082 (XG)
5936 (XS)	5934 (XS)

VIER DIAGNOSTISCHE LENZEN



TransLume™ Lens	Diffuser Lens	Interproximal Lens	White Light Lens
5891 (X)	5892	5893 (X)	(alleen voor VALO XG)
4084 (XG)		4658 (XG)	
5937 (XS)		4629 (XS)	4628

*Snoeradapter niet inbegrepen.

WELKOM BIJ DE FAMILIE

De familie VALO X-polymerisatielampen breidt zich uit. Met de nieuwe polymerisatielampen VALO XG en VALO XS, die even krachtig, toegankelijk en duurzaam zijn als de VALO X, zijn er nu verschillende modellen, zodat u de polymerisatielamp kunt kiezen die het beste bij uw praktijk past.



LEVENSDUUR WAAR U BLIJ MEE BENT

Een polymerisatielamp is voor een praktijk een essentieel instrument. Hij moet bestand zijn tegen dagelijks gebruik. Als uw polymerisatielamp niet werkt, kan u dat veel tijd, geld en energie kosten. Bij de VALO X-, VALO Grand- of VALO Cordless-polymerisatielamp hoeft u zich hierover geen zorgen te maken – hij kan ertegen.

Alle VALO-polymerisatielampen zijn gemaakt van een massieve staaf hoogwaardig luchtvaartaluminium, waardoor elk model buitengewoon duurzaam is. Door de constructie uit één stuk ontstaat een goed afgesloten, sterke polymerisatielamp zonder zwakke verbindingen en wordt een uitstekende warmteafvoer mogelijk gemaakt.



U kunt ervan op aan dat al onze VALO X-polymerisatielampen zijn gebouwd op een lange levensduur. Wees niet bang dat u uw polymerisatielamp om de paar jaar moet vervangen: op iedere VALO X-polymerisatielamp geven wij een fabrieksgarantie van 5 jaar, zodat u er met vertrouwen in kunt investeren.

TOEGANKELIJKHEID DIE U ZOEKT

De polymerisatielampen VALO X, VALO XG en VALO XS zijn ontworpen met een vlak profiel, voor gemakkelijke toegang tot restauraties in de zijdelingse delen zonder concessies aan het comfort van de patiënt. Dankzij de slanke kop kan de lamp direct boven het uithardingsgebied worden gehouden, ongeacht waar deze zich in de mond bevindt. Op die manier kan het licht alle delen van de preparatie bereiken. Dankzij de lenzen en het vlakke profiel van de familie VALO X-polymerisatielampen kunt u een grotere restauratie uitharden en krijgt u de juiste hoeveelheid licht op de juiste plek.



BREEDBANDLEDS

- Optimaal gecollimeerde lichtbundel levert constant, gelijkmatig vermogen, dat elk lichthardend tandheelkundig materiaal kan uitharden

EENVOUDIGE INTERFACE

- De uithardingsstanden en diagnostische hulpstanden worden aangegeven, bediend en geactiveerd met knoppen aan de boven- en onderkant of door de accelerometerfunctie

ACCELEROMETERFUNCTIE

- Voor snel en gemakkelijk wisselen tussen uithardings- en diagnostische hulpstanden

MULTICONFIGURATIE

- Geschikt voor gebruik met of zonder snoer

EEN COMPLETE VERZAMELING POLYMERISATIELAMPEN



LENSGROOTTE	12,5 MM	11,7 MM	9,7 MM
OPPERVLAK	123 MM ²	108 MM ²	74 MM ²
STANDARD UITHARDINGSSTAND	1100 MW/CM ² (10 SECONDEN)	1000 MW/CM ² (10 SECONDEN)	1000 MW/CM ² (10 SECONDEN)
XTRA POWER UITHARDINGSSTAND	2200 MW/CM ² (5 SECONDEN)	2000 MW/CM ² (5 SECONDEN)	2000 MW/CM ² (5 SECONDEN)
ORTHO QUADRANT UITHARDINGSSTAND	—	—	2000 MW/CM ² (5 X 3 SECONDEN)
GEÏNTEGREERDE DIAGNOSTISCHE HULPSTANDEN	BLACK LIGHT (1 MIN.) WHITE LIGHT (1 MIN.)	BLACK LIGHT (1 MIN.)	BLACK LIGHT (1 MIN.)
COMPATIBILITEIT VAN EXTRA LENZEN	✓	✓	✓
DUURZAAM ONTWERP UIT EÉN STUK	✓	✓	✓
BREEDBANDLEDS	✓	✓	✓
GEBRUIK MET/ ZONDER SNOER	✓	✓	✓
ACCELEROMETER	✓	✓	✓
5 JAAR GARANTIE	✓	✓	✓
12 MM MOLAAARDEKKING			
BUNDELPROFIEL			