



VALO X Colors Kit –

- 1 lampe à polymériser LED VALO X
- 1 lentille Diffuser
- 2 piles rechargeables
- 1 chargeur de piles
- 1 écran protecteur
- 1 échantillon de manchons protecteurs
- 1 bloc d'alimentation (pour chargeur de piles ou cordon*)

- **6496** HORIZON RED
- **6497** AURORA PINK
- **6498** STARDUST GRAY
- **6499** NEBULA GREEN
- **6519** TWILIGHT BLUE
- **6538** GALAXY PURPLE
- **6539** ONYX BLACK

5973 - VALO X Kit –

- 1 lampe à polymériser LED VALO X
- 5 lentilles accessoires
- 2 piles rechargeables
- 1 chargeur de piles
- 1 bloc d'alimentation (pour chargeur de piles ou cordon)
- 1 cordon
- 1 support pour pièce à main
- 1 écran protecteur contre la lumière bleue
- 1 échantillon de manchons protecteurs



6383 - VALO XG Kit –

- 1 lampe à polymériser LED VALO XG
- 2 piles rechargeables
- 1 chargeur de piles
- 1 écran protecteur
- 1 échantillon de manchons protecteurs
- 1 bloc d'alimentation (pour chargeur de piles ou cordon*)

6470 - VALO XS Kit –

- 1 lampe à polymériser LED VALO XS
- 2 piles rechargeables
- 1 chargeur de piles
- 1 écran protecteur
- 1 échantillon de manchons protecteurs
- 1 bloc d'alimentation (pour chargeur de piles ou cordon*)

Accessoires

- 4951** Chargeur de piles *1 unité*
- 4952** Bloc d'alimentation (fiches universelles) *1 unité*
- 5189** Cordon assemblé *1 unité*
- 5437** Piles rechargeables *2 unités*
- 4665** Manchons protecteurs *100 unités*
- 5898** Manchons protecteurs *600 unités*
- 508** Lunettes de protection UltraTect *1 unité*

Lentilles accessoires

DEUX LENTILLES DE POLYMERISATION



- | | |
|------------------|------------------|
| 5889 (X) | 5890 (X) |
| 4081 (XG) | 4082 (XG) |
| 5936 (XS) | 5934 (XS) |

QUATRE LENTILLES DE DIAGNOSTIC



- | | | | | |
|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|
| 5891 (X) | 5893 (X) | 4658 (XG) | 4629 (XS) | 4628 |
| 4084 (XG) | 5892 | | | |
| 5937 (XS) | | | | |

*Cordon secteur non inclus.

BIENVENUE DANS LA FAMILLE

La famille de lampes à polymériser VALO X s'agrandit.
Construites sur la même base alliant puissance, accessibilité et durabilité, les nouvelles lampes à polymériser VALO XG et VALO XS rejoignent la famille VALO X. Vous pouvez ainsi choisir parmi plusieurs modèles celui qui est le plus adapté à votre cabinet.



LA DURABILITÉ QUE VOUS AIMEZ

Une lampe à photo-polymériser est l'un des éléments essentiel d'un cabinet. Elle doit résister à l'utilisation quotidienne. Si votre lampe à polymériser est hors service, cela peut s'avérer coûteux en temps, en argent et en énergie. Aucune crainte à avoir avec les lampes à polymériser VALO X, VALO Grand et VALO Cordless, elles savent faire face.

Toutes les lampes à polymériser VALO sont créées à partir d'une barre d'aluminium de haute qualité aéronautique, ce qui rend chaque modèle exceptionnellement durable. La construction monobloc crée une lampe puissante et scellée qui élimine les points faibles de connexion et permet une excellente dissipation de la chaleur.



La famille des lampes VALO X est conçue pour durer et nous le garantissons. Ne vous préoccupez pas de savoir si vous devez remplacer votre lampe à photo-polymériser tous les 2 ans : La lampe VALO X offre une garantie fabricant de 5 ans, vous pouvez avoir toute confiance dans la valeur de votre achat.

L'ACCESSIBILITÉ DONT VOUS AVEZ BESOIN

Le profil élancé des lampes à polymériser VALO X, VALO XG et VALO XS permet d'atteindre aisément les restaurations postérieures sans désagrément pour le patient. Leur tête mince permet de les positionner directement sur le site à polymériser, quelle que soit sa localisation dans la cavité buccale, et assure ainsi une diffusion de la lumière sur toutes les faces de la préparation. Les lentilles et le profil élancé de la famille de lampes à polymériser VALO X vous permettent de polymériser une restauration plus étendue et garantissent une bonne diffusion de la lumière au bon endroit.



LED À LARGE SPECTRE

- Le rayon lumineux idéalement collimaté assure une puissance régulière et homogène capable de polymériser tous les matériaux dentaires photopolymérisables

INTERFACE SIMPLIFIÉE

- Les modes de polymérisation et les modes de diagnostics sont indiqués, actionnés et activés à l'aide de boutons situés en haut et en bas, ou via la fonction accéléromètre

FONCTION D'ACCÉLÉROMÈTRE

- Permet de basculer rapidement et facilement entre les modes polymérisation et aide au diagnostic

PLUSIEURS CONFIGURATIONS

- Peut être utilisée avec ou sans fil

TOUTE UNE CONSTELLATION DE LAMPES À POLYMÉRISER



TAILLE DE LA LENTILLE	12,5 MM	11,7 MM	9,7 MM
SURFACE	123 MM ²	108 MM ²	74 MM ²
STANDARD MODE DE POLYMERISATION	1100 MW/CM ² (10 SECONDES)	1000 MW/CM ² (10 SECONDES)	1000 MW/CM ² (10 SECONDES)
XTRA POWER MODE DE POLYMERISATION	2200 MW/CM ² (5 SECONDES)	2000 MW/CM ² (5 SECONDES)	2000 MW/CM ² (5 SECONDES)
ORTHO QUADRANT MODE DE POLYMERISATION	—	—	2000 MW/CM ² (5 X 3 SECONDES)
MODES D'AIDE AU DIAGNOSTIC INTÉGRÉS	BLACK LIGHT (1 MIN.) WHITE LIGHT (1 MIN.)	BLACK LIGHT (1 MIN.)	BLACK LIGHT (1 MIN.)
COMPATIBILITÉ DES LENTILLES ACCESSOIRES	✓	✓	✓
CONSTRUCTION MONOBLOC DURABLE	✓	✓	✓
LED À LARGE SPECTRE	✓	✓	✓
UTILISATION SANS/AVEC FIL	✓	✓	✓
ACCÉLÉROMÈTRE	✓	✓	✓
5 ANS DE GARANTIE	✓	✓	✓
COUVERTURE D'UNE MOLAIRE DE 12 MM			
PROFIL DU FAISCEAU			